

aséptico, así es que antes de abrirlo se lavarán los párpados y las pestañas cuidadosamente con un chorro de solución fisiológica esterilizada en el autóclave y contenida en un frasco (grabado n.º 1) que asegura la perfecta conservación del líquido y no contiene, como los irrigadores, piezas de sustancias difíciles de limpiar ó que se echen á perder con una temperatura elevada.



Núm. 1.



Núm. 2.

Los colirios deben también ser preparados y conservados con toda pureza á cuyo efecto el inteligente y laborioso farmacéutico Sr. Balasch me ha proporcionado unos frascos (grabado n.º 2) que se esterilizan en el autóclave y tienen un depósito de algodón en donde se filtra el aire antes de ponerse en contacto con el colirio,